

## Sonderpreis-Aktion

vom 1. Mai bis 31. Juli 2019

Mehr als 30% Rabatt auf die polySteribox® -Listenpreise 2019




Anders + Redelfs  
**Dentalbedarf**

# polySteribox® Vorteilspreise\*

Mehr als  
**30%**  
sparen!

## Die polySteribox® mit Dauerfilter. Der perfekte Sterilisations-, Transport- und Lagercontainer zum Aktionspreis.

- ❖ Lieferbar in vier normierten Größen.
- ❖ Alles in einem: Sterilisations-, Transport- und Lagercontainer.
- ❖ Geeignet für alle gängigen Sterilisationsverfahren.
- ❖ Einfache und wartungsfreie Handhabung.
- ❖ Der Dauerfilter hält bis zu 1250 Sterilisationsvorgängen.
- ❖ Beispiel: Bei circa 250 Sterilisationsvorgängen im Jahr wird nur alle 5 Jahre ein Wechsel des Dauerfilters notwendig.



| Bezeichnung                      | Artikel    | Außenmaße<br>L x B x H in mm | Innenmaße<br>L x B x H in mm | VE | Stück pro<br>Umkarton |
|----------------------------------|------------|------------------------------|------------------------------|----|-----------------------|
| polySteribox® SH mit Dauerfilter | 41109-0001 | 208 x 111 x 55               | 177 x 76 x 44                | 1  | 5                     |
| polySteribox® M mit Dauerfilter  | 41106-0001 | 185 x 145 x 59               | 156 x 124 x 48               | 1  | 5                     |
| polySteribox® L mit Dauerfilter  | 41107-0001 | 290 x 184 x 74               | 261 x 163 x 64               | 1  | 5                     |
| polySteribox® XL mit Dauerfilter | 41111-0001 | 497 x 122 x 65               | 469 x 95 x 60                | 1  | 5                     |

\* polySteribox®-Vorteilspreise gültig vom 1. Mai bis 31. Juli 2019. Mehr als 30% Rabatt bezogen auf den Listenpreis 2019.  
Lieferumfang: inklusive Dauerfilter, ohne Zubehör und Ersatzteile.

Die Markennamen sind eingetragene Warenzeichen Ihrer jeweiligen Eigentümer: polySteribox® - Ritter GmbH

# Bestellschein

per Fax an 09141-8779856

per Email an shop@anders-dentalbedarf.com

Gerne beraten wir Sie telefonisch: 09141-8779860



Anders + Redelfs  
**Dentalbedarf**

## polySteribox® Vorteilspreise\*

### Daten des Bestellers/Absenders:

(Diese Daten entsprechen der Rechnungs- und Lieferadresse.)

|                        |  |
|------------------------|--|
| Klinik, Praxis, Labor: |  |
| Zusatz:                |  |
| Straße, Hausnummer     |  |
| PLZ, Ort               |  |
| Telefon-Nummer:        |  |
| Email-Adresse:         |  |

### Bemerkungen

(z.B. abweichende Lieferadresse)

|  |
|--|
|  |
|--|

## Mehr als **30%** sparen!

- Kaufen Sie die Ritter Medical polySteribox® zum Vorteilspreis!
- Sie sparen mehr als 30% bezogen auf den Listenpreis 2019.
- Einfach die gewünschte Menge in die Tabelle eintragen, Absender ausfüllen, unterschreiben und im Zeitraum vom 1. Mai bis spätestens 31. Juli 2019 per Fax, Post oder Email an uns schicken.

### Hiermit kaufen wir:

| Bezeichnung                      | Artikel    | Menge | Listenpreis*<br>je Stück | Vorteilspreis*<br>je Stück | Gesamt-<br>preis |
|----------------------------------|------------|-------|--------------------------|----------------------------|------------------|
| polySteribox® SH mit Dauerfilter | 41109-0001 |       | 99,00 €                  | <b>63,70 €</b>             |                  |
| polySteribox® M mit Dauerfilter  | 41106-0001 |       | 125,00 €                 | <b>80,50 €</b>             |                  |
| polySteribox® L mit Dauerfilter  | 41107-0001 |       | 149,00 €                 | <b>98,70 €</b>             |                  |
| polySteribox® XL mit Dauerfilter | 41111-0001 |       | 219,00 €                 | <b>145,60 €</b>            |                  |
|                                  |            |       |                          |                            |                  |
|                                  |            |       |                          | <b>Summe:</b>              |                  |

#### \* Liefer- und Zahlungsbedingungen:

- Preise in € (Euro), netto, zuzüglich gesetzl. USt.
- Vorteilspreise gültig vom 01.05.2019 bis 31.07.2019
- Lieferumfang: Die polySteribox® wird inklusive Dauerfilter, ohne Zubehör (z.B. Sicherungsplomben, Sterilisationssiegel, Siebkorb, Silikonoppenmatte etc.) geliefert. Zubehör und Ersatzteile müssen separat bestellt werden.
- kostenlose Lieferung ab 130,00 € Nettowarenwert, darunter berechnen wir eine Versandkostenpauschale von 6,00 € netto
- Zahlung auf Rechnung, 10 Tage 2% Skonto oder 30 Tage netto

# polySteribox® - Zubehör

**Daten des Bestellers/Absenders:**

(Diese Daten entsprechen der Rechnungs- und Lieferadresse.)



|                        |  |
|------------------------|--|
| Klinik, Praxis, Labor: |  |
| Zusatz:                |  |
| Straße, Hausnummer     |  |
| PLZ, Ort               |  |
| Telefon-Nummer:        |  |
| Email-Adresse:         |  |

**Bemerkungen**

(z.B. abweichende Lieferadresse)

**Hiermit kaufen wir:**


| Bezeichnung  | Artikel    | Menge | Listenpreis*<br>je Stück | Gesamtpreis |
|--|------------|-------|--------------------------|-------------|
| Sicherungsplomben  | 41006-0000 |       | 69,00 €                  |             |
| Sterilisationssiegel für polySteribox® SH, M, L, XL        | 94001-0159 |       | 39,00 €                  |             |
| Silikon-Noppenmatte für polySteribox® S, SH                | 94001-0126 |       | 21,00 €                  |             |
| Silikon-Noppenmatte für polySteribox® M                    | 94001-0191 |       | 27,00 €                  |             |
| Silikon-Noppenmatte für polySteribox® L                    | 94001-0192 |       | 39,00 €                  |             |
| Siebkorb für polySteribox® SH                              | 94001-0256 |       | 66,00 €                  |             |
| Siebkorb für polySteribox® M                               | 94001-0257 |       | 68,00 €                  |             |
| Siebkorb für polySteribox® L                               | 94001-0197 |       | 70,00 €                  |             |
| Siebkorb für polySteribox L® mit Deckel                    | 94001-0242 |       | 165,00 €                 |             |
| Edelstahl Gittereinsatz für polySteribox® L                | 94001-0215 |       | 46,00 €                  |             |
| Siebkorb für polySteribox® XL mit Deckel für 2 Instrumente | 94001-0240 |       | 230,00 €                 |             |
| Endoskop-Halterung klein für polySteribox® XL              | 41206-0100 |       | 5,50 €                   |             |
| Endoskop-Halterung groß für polySteribox® XL               | 41206-0101 |       | 5,50 €                   |             |



**\* Liefer- und Zahlungsbedingungen:**

- Preise in € (Euro), netto, zuzüglich gesetzl. USt.
- Listenpreise gültig vom 31.12.2019
- kostenlose Lieferung ab 130,00 € Nettowarenwert, darunter berechnen wir eine Versandkostenpauschale von 6,00 € netto
- Zahlung auf Rechnung, 10 Tage 2% Skonto oder 30 Tage netto

## polySteribox® - SH, M, L und XL



Die polysteribox® von Ritter Medical für Sterilgutaufbereitung, -lagerung und -logistik bietet eine sichere Lösung hinsichtlich der Anforderungen an validierte Systemabläufe in der Sterilgutversorgung.

Die polysteribox® ist in vier normierten und gerätekompabilen Größen (SH, M, L und XL) lieferbar. Sie ist aus semitransparentem, mechanisch hochstabilem und bis 150 °C temperaturbeständigem Kunststoff gefertigt.

Die polysteribox® eignet sich daher für das vom Robert-Koch-Institut empfohlene Verfahren der „Dampfsterilisation unter Vakuum“ bis 134 °C. Die polysteribox® wird darüber hinaus seit Jahren für die Plasma-Sterilisation (STERRAD®) und Gas-Sterilisation mit Formaldehyd/ Ethylenoxid bei maximal 65 °C eingesetzt.

Deckel und Unterteil der Boxen schließen hermetisch und sind bakteriendicht. Die polysteribox® wird von Ritter Medical mit einem Dauerfilter aus PTFE angeboten. Das patentierte Verschluss-system ist unter allen Modellen kompatibel, schützt vor ungewolltem Öffnen und garantiert den sicheren Transport. Die Boxen sind platzsparend gut zu stapeln und damit auch vorzüglich zur Lagerung von Sterilgut geeignet.

Vorteile:

- ❖ Verringerung von fortwährenden Beschaffungs-, Lagerungs- und Entsorgungskosten gegenüber Folienverpackungen.
- ❖ Reduktion der Arbeitsprozesse durch die einfache Handhabung.
- ❖ Bei regelmäßiger Sichtkontrolle ist die polysteribox® wartungsfrei.
- ❖ Die polysteribox® ist geöffnet maschinell einfach zu reinigen (z. B. in einem Geschirrspüler) und zu desinfizieren.
- ❖ Durch ihre Semitransparenz kann die polysteribox® ungeöffnet auf Inhalt geprüft werden.
- ❖ Die polysteribox® schützt Ihr Instrumentarium vor Beschädigung und verhindert Kontamination.
- ❖ Etiketten, Sterilisationssiegel und Sicherungsplomben der polysteribox® unterstützen die Dokumentation.

Abmessungen:

| Bezeichnung                      | Artikel    | Außenmaße<br>L x B x H in mm | Innenmaße<br>L x B x H in mm | VE | Stück pro<br>Umkarton |
|----------------------------------|------------|------------------------------|------------------------------|----|-----------------------|
| polySteribox® SH mit Dauerfilter | 41109-0001 | 208 x 111 x 55               | 177 x 76 x 44                | 1  | 5                     |
| polySteribox® M mit Dauerfilter  | 41106-0001 | 185 x 145 x 59               | 156 x 124 x 48               | 1  | 5                     |
| polySteribox® L mit Dauerfilter  | 41107-0001 | 290 x 184 x 74               | 261 x 163 x 64               | 1  | 5                     |
| polySteribox® XL mit Dauerfilter | 41111-0001 | 497 x 122 x 65               | 469 x 95 x 60                | 1  | 5                     |

Die Markennamen sind eingetragene Warenzeichen Ihrer jeweiligen Eigentümer: polySteribox® - Ritter GmbH