

Erste-Hilfe-Füllung für Betriebsverbandkästen und Verbandschränke

DIN 13157-C

entsprechend **BGV A5 § 5**
der Berufsgenossenschaften und
§ 6 der Arbeitsstättenverordnung



Inhalt:

1	Rollenpflaster DIN 13019-A 5 m x 2,5 cm	SAN-7005
8	Wundschnellverbände DIN 13019-E 10 x 6	SAN-7006
1	Wundset bestehend aus:	SAN-7007
4	Fingerkuppenverbände	
4	Fingerverbände 12 x 2	
4	Pflasterstrips 1,9 x 7,2	
8	Pflasterstrips 2,5 x 7,2	
1	Verbandpäckchen DIN 13151-K	SAN-7009
3	Verbandpäckchen DIN 13151-M	SAN-7010
1	Verbandpäckchen DIN 13151-G	SAN-7011
1	Verbandtuch DIN 13152-A	SAN-7013
6	Kompressen 100 mm x 100 mm	SAN-7015
2	Augenkompressen	SAN-7014
1	Kälte-Sofortkomresse	SAN-0024
1	Rettungendecke, metallisierte Polyesterfolie	SAN-7021
2	Fixierbinden DIN 61 634-FB 6	SAN-7000
2	Fixierbinden DIN 61 634-FB 8	SAN-7001
2	Dreiecktücher DIN 13 168-D	SAN-7003
1	Schere DIN 58 279-B 190	SAN-7024
2	Folienbeutel, verschleißbar, 300 x 400 mm	SAN-7026
5	Vliesstofftücher, 200 x 300 mm, 15 g/m ²	SAN-7004
4	Einmalhandschuhe nach DIN EN 455	SAN-0028
1	Anleitung zur Ersten Hilfe	SAN-7029
1	Inhaltsverzeichnis	

Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass Erste-Hilfe-Material jederzeit schnell erreichbar und leicht zugänglich in geeigneten Behältnissen, gegen schädigende Einflüsse geschützt, in ausreichender Menge bereitgehalten und rechtzeitig ergänzt und erneuert wird.

Geeignetes Erste-Hilfe-Material enthalten z.B.:

1. Großer Verbandkasten nach DIN 13169 „Verbandkasten E“
2. Kleiner Verbandkasten nach DIN 13157 „Verbandkasten C“

Das Erste-Hilfe-Material ist bei Ablauf des Verfallsdatums zu erneuern!



Verwaltungs- und Handelsbetriebe	Herstellungs-, Verarbeitungs- und vergleichbare Betriebe	Baustellen und baustellenähnliche Einrichtungen	Anzahl Verbandskästen DIN 13157
1 - 50 Versicherte 51 - 300 Versicherte für je 300 weitere Versicherte	1 - 20 Versicherte 21 - 300 Versicherte für je 100 weitere Versicherte	1 - 10 Versicherte 11 - 50 Versicherte für je 50 weitere Versicherte	1 2 * ¹⁾ 2 * ¹⁾

*¹⁾ Ein Verbandkasten DIN 13169-E ersetzt 2 Verbandkästen DIN 13157-C