

MED COMFORT HIGH RISK Nitril-Handschuhe extra stark puderfrei / unsteril Artikelnr.: 01195



Material:	Nitril (synthetisches Kautschuk)
Puderung:	keine
Oberfläche:	angeraut
Passform:	beidhändig
Farbe:	blau
Materialstärke:	Stulpe ca. 0,16 mm Handfläche ca. 0,20 mm Fingerspitze ca. 0,24 mm
Qualitätssicherung:	ISO 9001:2000, CE 0120 AQL 0.65, EN 374, EN 388, EN 420, CE CAT III gem. PSA



Verpackung:	50 Stück pro Dispenser 10 Dispenser pro Umkarton
-------------	---

Größen:	S -6,5	M - 7	L - 8	XL - 9	XXL - 9.5	XXXL
Breite	85 mm ± 5	95 mm ± 5	105 mm ± 5	115 mm ± 5	120 mm ± 5	125 mm ± 5
Länge	300mm ± 10	300mm ± 10	300mm ± 10	300mm ± 10	300mm ± 10	300mm ± 10